

Catálogo de Productos



Dispositivos
Médicos

Soluciones
Médicas

Servicio de
Distribución

Soporte en
Hospital

CLIENTES A LOS QUE SERVIMOS

- Hospitales Públicos
- Hospitales Privados
- Farmacias
- Casas de Acogida
- Geriátricos
- Clínicas Veterinarias
- Fundaciones
- Comercio Electrónico

NUESTROS SOCIOS


mastisol[®]
LIQUID ADHESIVE

BIOKLEEN
WIPES
NO.1 OEM Wet Wipes Source

detachol[®]
ADHESIVE REMOVER

Wesburgcare[®]
UNDERPAD

BIOGEN HYGIENE



¡ENTREGA SIN DEMORAS!

Nuestros Centros de Distribución en Quito y Guayaquil cuentan con certificación BPADT y provee entregas en tan solo 1 a 2 días en todo el territorio ecuatoriano.



+593.9.9159.9878 | www.probellsa.com

Tabla de Contenido

Adhesivos

1 - 2

Adhesivo líquido • Removedor de adhesivo

Baño de Pacientes

3 - 4

Toallas libres de alcohol • Toallas con clorhexidina

Prep Pads

5 - 6

Láminas de alcohol • Láminas de clorhexidina

Desinfección de superficies

7

Toallas de amonio cuaternario 5th QAC

Protectores de colchón

8

Wesburg Care Underpad



MASTISOL®



<i>NOMBRE COMERCIAL</i>	MASTISOL
<i>NOMBRE GENÉRICO</i>	ADHESIVO LIQUIDO
<i>CODIGO IESS</i>	06-3705
<i>REGISTRO SANITARIO</i>	1668-DME-0216

MASTISOL® es un adhesivo líquido utilizado para asegurar de manera perfecta apósitos, cintas de seguridad y dispositivos en los ambientes médicos. Se lo cataloga como un adhesivo médico o quirúrgico. Es importante no confundirlo con productos como Dermabond (puntos de sutura líquidos), ya que se utilizan para cerrar las heridas de hecho. MASTISOL® adhesivo líquido es para uso en piel intacta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Solución líquida adhesiva (0,66cc) envasada en ampolla de vidrio con torunda sellada, la cual se encuentra encapsulada dentro de un tubo de plástico butirato.
- Sustancia líquida adhesiva de 0,5 ml - 3 ml, no irritante, transparente a la aplicación de rápido secado (10 - 30 segundos), que sirva como barrera protectora cutánea, impermeable a fluidos y desechos corporales, mejor adhesión de apósitos y esparadrapos, contenido en envase estéril, descartable, de un solo uso.
- Composición: Goma de Mastica, líquido Styrax, alcohol, Perfume de metilo Salicilato y acetona.
- Su indicación es para adherir a la piel de manera segura cintas, apósitos y dispositivos en ambientes médicos o quirúrgicos.
- Precauciones: Sólo para uso externo. Evite el contacto con los ojos, puede producir Irritación.



+593.9.9159.9878 | www.probellsa.com

DETACHOL®



NOMBRE COMERCIAL	DETACHOL
NOMBRE GENÉRICO	REMOVEDOR DE ADHESIVO
CODIGO IESS	06-2846
REGISTRO SANITARIO	1669-DME-0216

DETACHOL®. Sustancia removedora de adhesivo, no irritante utilizado para ayudar en el retiro de apósitos, cintas y la mayoría de los residuos pegajosos de la piel y otras superficies.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Sustancia removedora de los residuos de adhesivos. Código iess: 06-2846
- Solución líquida removedor del adhesiva (0,66 cc) envasada en ampolla de vidrio con torunda sellada, la cual se encuentra encapsulada dentro de un tubo de plástico butirato.
- Sustancia líquida removedora de adhesivos, no irritante, transparente a la aplicación, en envase estéril, descartable, de un solo uso.
- Composición: nafta petróleo hidratado, alcohol mineral inodoro, tinte y fragancias de flores al 0.1%.
- Su indicación es para ayudar a remover el adhesivo y residuos pegajosos de la piel.
- Precauciones: Sólo para uso externo. Evite el contacto con los ojos, puede producir Irritación.



+593.9.9159.9878 | www.probellsa.com

TOALLAS HÚMEDAS PARA BAÑO DE PACIENTE LIBRES DE ALCOHOL



BIOKLEEN WIPES es un producto para la higiene personal que aporta calidad de vida a los pacientes, se destaca por la simplicidad de su concepto, como por su calidad y facilidad de uso. Contiene jabón suave, que no irrita la piel más sensible.

FÁCIL de manipular, liviano y desechable.

HIPOALERGÉNICO.

Presentación: Unidosis



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Nombre del Producto: Toallas para baño de paciente LIBRES DE ALCOHOL.
- Nombre Genérico: Toalla húmeda para baño de paciente libres de alcohol, hipoalergénico, desechables.
- Tipo de producto: Toallas de tela no tejida impregnadas para el baño del paciente, limpieza, protección y humectación.
- Composición: Agua, Aloe Vera y emolientes.
- Uso previsto: Baño de paciente en cama.
- Frecuencia de uso: Producto desechable de un solo uso.
- Duración: 3 años
- Tipo de sustrato: Paño Spunlaced no tejido/ microperforada
- Esterilidad: No estéril
- Composición del sustrato: 45% Poly Celulosa 55% de viscosa.
- Bio-Compatibilidad: No citotóxico, no irritante.
- Condiciones de almacenaje: Proteger de la luz directa del sol. Evitar la exposición a Temperatura por encima de 50 grados centígrados.
- Espesor: gramaje: 0.81 mm/ 49.9 g/m2.




+593.9.9159.9878 | www.probellsa.com

TOALLAS HÚMEDAS PARA BAÑO DE PACIENTE CON CLORHEXIDINA AL 2 %



2% CHG BIODREEN WIPES son toallas antisépticas desechables que brindan un baño sin enjuague y protege a los pacientes de hospital de infecciones nosocomiales, gracias a su formulación con Clorhexidina al 2%.

Presentación: Unidosis



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Nombre del Producto: Toallas para baño de paciente con Clorhexidina al 2%.
- Nombre Genérico: Toalla húmeda para baño de paciente con clorhexidina al 2 %, desechable con emolientes, dimensiones 20 X 30 cm, tela de spunlaced, microperforada.
- Tipo de producto: Toallas de tela no tejida impregnadas con Solución de Gluconato de Clorhexidina al 2% para el baño del paciente, limpieza, protección y humectación
- Composición: Solución de gluconato de clorhexidina al 2% certificada, agua, y emolientes.
- Uso previsto: Baño de paciente en cama.
- Frecuencia de uso: Producto desechable de un solo uso.
- Duración: 3 años
- Tipo de sustrato: Paño Spunlaced no tejido/ microperforada
- Esterilidad: No estéril
- Composición del sustrato: 45% Poly Celulosa 55% de viscosa.
- Bio-Compatibilidad: No citotóxico, no irritante.
- Condiciones de almacenaje: Proteger de la luz directa del sol. Evitar la exposición a temperatura por encima de 50 grados centígrados.
- Espesor: gramaje: 0.81 mm/ 49.9 g/m2.
- Bacteria CFU/g < 10 CFU/g
- Hongos CFU/g < 10 CFU/g
- Levadura CFU/g < 10 CFU/g



+593.9.9159.9878 | www.probellsa.com

LÁMINA EMPAPADA CON ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%



Lámina no tejida empapada en alcohol isopropílico al 70%, doblada en 4 capas, dimensiones 30 mm x 30 mm (doblada) y 60 x 60 mm (desdoblada), estéril, descartable.

Utilizado para PREINYECCIÓN / ANTISEPSIA DE LA PIEL, así como para la limpieza de conectores. Rápido y fácil de usar, y la dosificación controlada garantiza la desinfección con cada uso.

Presentación: Unidosis

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Nombre del Producto: Lámina empapada con alcohol isopropílico al 70%.
- Nombre Genérico: Lámina empapada con alcohol isopropílico al 70%.
- Composición: Alcohol Isopropílico al 70% y emolientes.
- Uso previsto: Use las toallitas BOKLEEN WIPE PREPADS para limpiar los conectores del catéter, quitar un apósito/adhesivo para heridas y limpiar la piel
- Frecuencia de uso: Producto desechable de un solo uso.
- Duración: 3 años
- Tipo de sustrato: Paño Spunlaced no tejido/ microperforada
- Descripción: Proporciona una acción bactericida rápida contra un amplio espectro de microorganismos con una eliminación superior al 99,9 % en 15 segundos (in vitro). El mejor de su clase Protección de alcohol al 70%.
- Composición del sustrato: 45% Poly Celulosa 55% de viscosa.
- Bio-Compatibilidad: No citotóxico, no irritante.
- Condiciones de almacenaje: Proteger de la luz directa del sol. Evitar la exposición a temperatura por encima de 50 grados centígrados.



+593.9.9159.9878 | www.probellsa.com

LÁMINA EMPAPADA CON ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% Y CLORHEXIDINA AL 2%



Lámina no tejida empapada en alcohol isopropílico al 70% + clorhexidina al 2%, doblada en 4 capas, dimensiones 30 mm x 30 mm y 60 mm x 60 mm (desdoblada), estéril, descartable.

Utilizado para PREINYECCIÓN / ANTISEPSIA DE LA PIEL, así como para la limpieza de conectores. Rápido y fácil de usar, y la dosificación controlada garantiza la desinfección con cada uso.

Presentación: Unidosis

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Nombre del Producto: Lámina empapada con alcohol isopropílico al 70% y Clorhexidina Solución al 2%.
- Nombre Genérico: Lámina empapada con alcohol isopropílico al 70% y Clorhexidina Solución al 2%.
- Composición: Alcohol Isopropílico al 70%, Clorhexidina Solución al 2% y emolientes.
- Frecuencia de uso: Producto desechable de un solo uso.
- Duración: 3 años
- Tipo de sustrato: Paño Spunlaced no tejido/ microperforada
- Descripción: Lámina no tejida empapada en alcohol isopropílico al 70% y Clorhexidina Solución al 2%, doblada en 4 capas, dimensiones 30 mm x 30 mm (doblada) y 60 x 60 mm (desdoblada), estéril, descartable. Proporciona una acción bactericida rápida contra un amplio espectro de microorganismos con una eliminación superior al 99,9 % en 15 segundos (in vitro). El mejor de su clase, Protección residual de hasta 6 horas con una combinación de alcohol y gluconato de clorhexidina, de preferencia por médicos y enfermeras perioperatorias.
- Composición del sustrato: 45% Poly Celulosa 55% de viscosa.
- Bio-Compatibilidad: No citotóxico, no irritante.
- Condiciones de almacenaje: Proteger de la luz directa del sol. Evitar la exposición a temperatura por encima de 50 grados centígrados.



+593.9.9159.9878 | www.probellsa.com

TOALLAS DE AMONIO CUATERNARIO SIN ALCOHOL 5TH QAC WIPES



Toallas de amonio cuaternario sin alcohol con acciones bactericidas, fungicidas, virucidas, levaduricida y tuberculicida para la limpieza, desinfección y desodorización.

Se utilizan para la limpieza y protección de dispositivos médicos no invasivos.

Las toallas están impregnadas con una formulación sin alcohol que contiene compuestos de amonio cuaternario que se utiliza en una amplia variedad de dispositivos médicos.

Presentación: Tarros x 100 und.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Nombre del Producto: QAC Antibacterial Wipes.
- Nombre Genérico: Toalla húmeda impregnada con compuestos de amonio cuaternario libres de alcohol
- Tipo de producto: Lámina no tejida empapada en compuestos de amonio cuaternario.
- Composición: Amonio Cuaternario de quinta generación.
- Uso previsto: Use QAC Wipes para desinfectar superficies duras no porosas de equipos de diagnóstico, monitoreo de pacientes, máquinas de diálisis, sondas de ultrasonido, barandas de cama, postes IV, oxímetros de pulso, estetoscopios, camillas, mesas, gabinetes, carros, sillas, mostradores de granito, mesa de examen y otros.
- Frecuencia de uso: Producto desechable de un solo uso.
- Duración: 3 años
- Tipo de sustrato: Paño Spunlaced no tejido/ microperforada
- Condiciones de almacenaje: Proteger de la luz directa del sol. Evitar la exposición a temperatura por encima de 50 grados centígrados.



+593.9.9159.9878 | www.probellsa.com

WESBURG CARE UNDERPAD – PROTECTOR DE SABANA Y COLCHÓN



Protector de sábana y colchón de 90x60 cm con superficie extra absorbente que atrapa líquidos; parte inferior impermeable, anti goteo. Dimensiones de la superficie absorbente 42x70cm.

Presentación: Paquete x 20 unidades



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Nombre del Producto: Wesburgcare UNDERPAD
- Nombre Genérico: Protector de sábana y colchón con superficie extra absorbente que atrapa líquidos; parte inferior impermeable, anti goteo.
- Composición: Película de polietileno, pulpa de celulosa, polipropileno no tejido, SAP.
- Uso previsto: Ideal para uso directo de pacientes postrados con problemas de incontinencia; personas con dificultad para ir al baño, o como una protección adicional de cama.
- Frecuencia de uso: Producto desechable de un solo uso.
- Duración: 3 años
- Condiciones de almacenaje: Evitar altas temperaturas (mayor a 35°C) y exposición directa al sol. Humedad relativa 80%.



+593.9.9159.9878 | www.probellsa.com

10
AÑOS

“Productos de calidad y nuestro servicio son la ventaja competitiva que nos diferencia”



¡EXPERTOS EN CUIDADO DE PACIENTES!



Probellsa
PRODUCTOS DE BELLEZA Y SALUD
MUÑOZ Y VIVAS CIA. LTDA.

La Granja E5-34 y Hungría, Quito - Ecuador



+593.9.9159.9878 | www.probellsa.com